

**Finalidade:** Almofada lombar, molda perfeitamente à coluna vertebral e proporciona um ótimo apoio coluna vertebral graças à sua forma anatômica.

**Características:** Tecido Transpirável (100% poliéster). Núcleo de viscoelástico injetado de alta densidade mantém a forma mesmo durante longos períodos de tempo. Recomendado também para grávidas.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 607155

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 45x45x12cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Avenida dos Combatentes N. 996, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavagem manual ou à máquina com produtos não abrasivos, temperatura máxima 40°C. Secar na horizontal em plano longe da luz solar. Não limpar a seco. Não usar lixívia.

**Instruções de Utilização:**

Descanso e conforto, ajuda a prevenir e a aliviar dor na zona lombar

**Imagens do Artigo:**

