

Finalidade: Almofada em cunha promove a postura correta, evita o desconforto. Pode ser usado para facultar o apoio correto a várias partes do corpo. Recomendado para as costas e pernas.

Características: Núcleo de espuma. Saniluxe: 60% poliéster, 40% poliuretano.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 705201

Marca: UBIO

Dimensões: 25 x 25 x 10 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Limpar simplesmente com um pano. Também pode ser lavado à mão ou lavado à máquina até 90°C. Pode ser seco na máquina de secar. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Almofada em cunha com múltiplos usos. Para dar apoio a pernas e costas.

Imagens do Artigo:

