

Finalidade: A cadeira de banho e sanitária MOPEDIA destina-se a pessoas com dificuldades motoras. Pode ser utilizada dentro de um chuveiro como substituição da sanita e como suporte para tomar banho.

Características: Estrutura de alumínio pintado. Assento, apoios de braços e costas em PU. Apoios de braços rebatíveis. Sanita amovível com tampa. Capacidade máxima de 136 kg.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: RS847-46

Marca: Moretti S.p.A

Dimensões: Medidas: Altura total: 92,5 a 100 cm; Comprimento total: 101 cm. Peso: 17,5kg

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Moretti S.p.A

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo)

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Realizar verificações periódicas dos travões e lubrificação mensal dos componentes móveis. Limpar conforme necessário com pano húmido, água morna e sabão neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, cloro ou acetona. A desinfeção pode ser feita com detergente desinfetante suave, mantendo a sanita limpa e higienizada regularmente.

Instruções de Utilização: Utilize sempre a barra posterior para empurrar a cadeira. Em superfícies inclinadas, recomenda-se assistência acima de 10% de inclinação e evitar movimentos bruscos ou mudanças rápidas de direção. Não utilize os travões para abrandar descidas. Ao levantar a cadeira, segure apenas na estrutura e nas pegas posteriores, nunca nos apoios de pés ou braços.

Imagens do Artigo:

