

Finalidade: A maca profissional KinConfort foi desenvolvida para proporcionar estabilidade, conforto e durabilidade. Possui estrutura dobrável em madeira de elevada qualidade, com sistema de ajuste de altura em 11 posições. Equipada com orifício facial, encosto de cabeça ajustável, apoio de braço central suspenso e dois apoios de braço laterais, oferecendo maior ergonomia e adaptação durante a utilização.

Características: Estofado de poliuretano ultra-macio ao toque. Dispõe de espuma de alta densidade 22D com 6,5 cm de espessura, revestida em poliuretano impermeável, lavável e desinfetável. Inclui bolsa de transporte.

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinza e Preto

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 827003.N e 827003.G

Marca: Identités

Dimensões: Dimensões (sem apoio de cabeça): C. 185 x L. 70 x A. 63 a 88 cm (11 posições). Dimensões do apoio de cabeça: 26 cm. Ajustável de 0 a 90° por aperto. Apoio para os pés ajustável de 0 a ~90° em 10 posições. Resistência 220 kg.

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, 15, - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior
qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar com pano macio e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos. Armazenar em local seco, protegido da umidade, luz solar direta e temperaturas extremas. Verificar periodicamente os sistemas de ajuste e não exceder a capacidade máxima indicada.

Instruções de Utilização: Abrir e posicionar a maca sobre superfície plana e estável antes da utilização. Ajustar a altura, encosto de cabeça e apoio para os pés conforme necessário, assegurando o correto travamento dos sistemas de ajuste. Verificar a estabilidade do equipamento antes de cada uso. Não exceder a capacidade máxima indicada. Após a utilização, limpar adequadamente e armazenar em local seco e protegido.

Imagens do Artigo:

