

SANITIZED

Finalidade: Almofada para joelho anti-escaras acolchoada e antialérgico e antiodor.

Características: Suapel - 60% poliéster, 40% acrílico. Acolchoamento: Terlenka (65% pol., 35% algodão)

Fecho com Velcro

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 108102

Marca: UBIO

Dimensões: 34 x 22 x 2,5 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Escovar ou sacudir a parte de fibra. Lavagem manual com água fria e produtos não abrasivos. Se lavar na máquina, utilize um programa delicado. Secar plano. Não passar a ferro. Não utilizar lixívia. Não efetuar limpeza a seco.

Instruções de Utilização:

Colocar entre no joelho e prender com fita para manter no sitio.

Imagens do Artigo:

