

Finalidade: Protector para prevenção de escaras na zona do cotovelo ou calcanhar.

Características:

Enchimento de fibra siliconada. Cobertura exterior Saniluxe, azul claro e o interior em bambú . É impermeável, respirável, lavável.

Cintas de polipropileno com fechos de fivela.

Composição: Poplin (65% poliéster, 35% algodão)

Bambu: 30% Bambu e 70% poliéster.

Dimensões: 20 x 13 x 26 cm

Cor: Branco e azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 106275

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavagem manual ou mecânica com produtos não abrasivos a uma temperatura máxima de 30°C. Não usar lixívia ou branqueadores. Não passar a ferro.

Instruções de utilização:

Para prevenção de escaras na zona do cotovelo ou calcanhar. Utilizar em pacientes acamados, com risco médio elevado de escaras.

A sua forma e as 2 tiras ajustáveis, com fecho plástico, permitem a sua fácil utilização e adaptação a outras partes do corpo.

Imagens do Artigo:

