

Finalidade: Calcanheira Saniluxe de Verão, anti escara e anti alérgico e suave especialmente indicado para pessoas com mobilidade reduzida. Permite mover os pés na cama sem que saltem do pé.

Características: Tecido acolchoado (20% camurça, 20% de veludo e 60% de espuma). Bambu: 30% bambu e 70% poliéster. Com tira em velcro para ajuste.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 104405

Marca: UBIO

Dimensões: 9 x 15 x 17 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Frágia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

É aconselhável lavar à mão com água fria e produtos não abrasivos. No caso de máquina é recomendada a utilização de programas para peças de vestuário delicadas e sem secar à máquina. Temperatura máxima 30º. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Oferece conforto e proteção na zona do calcanhar. Permite a transpiração da pele e libertação da humidade.

Imagens do Artigo:

