

Finalidade: Protetor de grades almofadados Barandex.

Características: Exterior: 100% Poliuretano
Interior: Espuma; Cintas: polipropilena e fechos plásticos

Medida: 703100 – 140x35 cm
703102 – 170x35cm
703103 – 190x35 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul claro

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 703100 – 140x35 cm
703102 – 170x35cm
703103 – 190x35 cm

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: - Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: É necessária uma manutenção mínima. Limpar simplesmente com um pano húmido Também pode ser lavado à mão ou à máquina até um máximo de 90°C. Pode ser seco na máquina de secar. Não utilizar lixívia ou produtos abrasivos.

Instruções de Utilização:

Protege o doente de bater contra as grades e impede que os braços e as pernas fiquem presos entre as grades. São acolchoados, impermeáveis e anti-alérgicos.

Imagens do Artigo:

