

FECHO PLAST.

Finalidade: Cinto pulso Sujetax. O utilizador é imobilizado na cadeira de rodas, confortável graças à camada de Suapel incorporado para amortecer a área e assim evitar a vermelhidão.

Características: Suapel: 100% poliéster.

Com tira em velcro com fivelas para ajuste.

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 111210

Marca: UBIO

Dimensões: Ajusta-se a todos os pulsos

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: É aconselhável lavar à mão com água fria e produtos não abrasivos. No caso de lavar na máquina é recomendada a utilização de programas para peças de vestuário delicadas sem centrifugação. Não limpar a seco. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Produto destinado a possibilitar o controlo de pacientes desorientados ou alterados que é necessário a utilização do imobilização. É ideal para impedir que os pacientes retirem sondas, cateteres, fraldas, pensos e outros além da proteção da pele dos pacientes uma vez que impede que se arranhem.

Imagens do Artigo:

