

P/ CADEIRÃO

Finalidade:

O cinto abdominal acolchoado para cadeirão que oferece soluções para problemas de instabilidade provocada por funções físicas ou psicológicas ou psicológica. Impede o doente de se inclinar, escorregando ou sofrendo de má postura. Proporciona uma firme e confortável com presilhas nas costas para evitar que o paciente abra sozinho.

Características:

Acolchoamento: 20% camurça (100% poliéster), 20% aveludado (100% poliamida) e 60% aveludado (100% poliamida)

Tecido transpirável: 100% poliéster

Cintas 100% polipropileno

Medida: 15 cm largura

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 304360

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto deve ser passado Impede o paciente de se dobrar escorregamento, deslizamento ou má postura. Fornece um apoio firme e confortável no abdómen com um fecho de segurança nas costas para evitar para o paciente abra sozinho.

Imagens do Artigo:

