

**Finalidade:**

Faixa de apoio das pernas para cadeira ou poltrona. Oferece apoio na zona dos gêmeos, presta um apoio firme e confortável nessa área com um fecho de segurança na parte de trás. Fabricada em materiais acolchoados que proporcionam uma sensação de suavidade e bem-estar.

**Características:**

Acolchoamento: 20% anteline (100% poliéster), 20% de veludo (100% poliamida) e 60% de espuma.

Cintas: 100% polipropileno.

**Medida:** Universal

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul e Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 303104

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

**Instruções de Utilização:**

O apoio de pernas é indicado para pessoas com necessidades especiais, mobilidade reduzida, idosos, pessoas com diminuição da força muscular ou indivíduos que, devido às suas condições físicas ou de saúde, devem permanecer na cadeira de rodas por longos períodos de tempo.

**Imagens do Artigo:**