

COLETE PÉLVICO ACOLC. IRONCLIP 305018 GeriMais

P/CADEIRA

Finalidade: Colete pélvico acolchoado para cadeira com Ironclip. Evita que o paciente se magoe, devido a más posturas ou movimentos bruscos com o tronco. Oferece soluções para problemas de instabilidade derivados de diminuições funcionais devidas a reduções físicas ou psicológicas. Impede o doente de escorregar, deslizar ou sofrer lesões devido a má postura. má postura.

Características:

Tecido acolchoado: 20% camurça (100% poliéster), 20% aveludado (100% poliamida) e 60% aveludado (100% poliamida) e 60% de espuma.

Medida:

M – 305018

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 305018

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou na máquina com sabão neutro a temperatura máxima de 40º. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Evita que o paciente se magoe, devido a más posturas ou movimentos bruscos com o tronco. Coloque a fita perineal entre as pernas. Passagem fita perineal atrás da cadeira ou sofá passando sob o usuário. Unindo o engate fita perineal.

Imagens do Artigo:

