

ACOLCHOADO IMAN

Finalidade: Cinto abdominal para cama 90cm com trinco em íman. Previne quedas sem imobilização total. Fabricada em materiais acolchoados que proporcionam uma sensação de suavidade e bem-estar.

Características: Alcochoamento - 20% camurça (100% poliéster), 20% de aveludado (100% poliamida) e 60% de espuma.

Medida: 401240 – S
401242 – M
401244 – L

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 401240
401242
401244

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind.
Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante,
Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-
357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lexívia.

Instruções de Utilização:

Imobilização total da cintura. Previne quedas com imobilização parcial do corpo.

Imagens do Artigo.

