

## SANILUXE

### Finalidade:

Protector lateral para cadeiras de rodas Saniluxe. É anti escaras, antialérgico e torna mais confortável a utilização da cadeira de rodas. Ideal para usar em cadeiras de braços como a cadeira de rodas.

### Características:

Poliuretano Saniluxe - 60% poliéster, 40% Poliuretano.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 106351

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 34 x 34 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR  
[qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

### Instruções de Utilização:

Colocar entre os braços da cadeira e o corpo. Sua utilização torna mais confortável a utilização da cadeira de rodas.

### Imagens do Artigo:



### Manutenção e armazenamento:

Lavável à mão ou à máquina, com detergente neutro no máximo a 95°C sem centrifugação. Secar na horizontal em plano longe da luz solar. Secar a temperatura reduzida. Não passar a ferro. Não usar lixívia.