

Finalidade:

Elegante capacete de proteção da cabeça para uso diário, estilo tradicional. Efeitos e vantagens: Em situações em que há risco de queda devido a qualquer doença, é aconselhável usar capacetes de proteção da cabeça, a fim de evitar contusões e problemas graves na zona da cabeça.

Características:

Neoprene coberto com tecido acolchoado. Tem arnês de queixo e fecho adaptável.

Dimensões :

702000: 44-50 cm – T.S.

702005: 50-54cm – T.M.

702010: 54-60cm – T.L.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Modelo: 702000; 702005 ; 702010

Marca: UBIO

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind.
Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante,
Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão com produtos não abrasivos.
Temperatura máxima 30°C. Não usar lixívia.

Instruções de utilização:

Em situações em que há risco de queda devido a qualquer doença é aconselhável usar capacetes de proteção craniana e assim evitar e grandes problemas na área da cabeça.

Imagens do Artigo: