



PRODUTOS

[Homepage](#) / [Produtos](#) / [Canadianas](#) / **Canadiana ERGOTECH**

Canadiana ERGOTECH



Peso	530g
Peso Máx. Utilizador	130 Kg
Altura do Punho	705-995 mm
Regulação em Altura	14 passos com intervalos de 25 mm
Altura do Apoio de Braço	220 - 265 mm
Regulação em Altura do Apoio de Braço	4 passos com intervalos de 16 mm
Pega	Extra-Macia
Cores	



Ficha Técnica  [Download do Catálogo](#)

Canadiana ergonómica com apoio de antebraço adaptável em altura à morfologia do utilizador (4 posições: 215-263 mm).

Pega dobrável com punho ultra macio intercambiável.

Alumínio de alta qualidade para obter máxima robustez com peso mínimo.

Camada protetora de Epóxi.

Estrutura de Suporte Principal patenteada para rigidez, robustez e segurança.

Utilização silenciosa graças a materiais de alta qualidade no anel de fecho e ajuste.

Facilmente adaptável à altura do utilizador, usando o dispositivo de travamento de segurança máxima (patenteado).

APOIO DE BRAÇO

- Desenho ergonómico com ventilação de ar para conforto adicional;
- Dispositivo anti rotação para segurança;
- Punho anti-derrapante e ultra-macio substituível (patenteado) para conforto adicional: fácil de substituir quando gasto;

- Possibilidade de ajustar o apoio de antebraço em altura em 4 posições (distância entre a pega e o encaixe de braço: 215 a 263 mm) para respeitar a morfologia do utilizador;
- Possibilidade de recolha da pega para facilitar manuseamento, transporte e arrumação;
- Dispositivo anti-derrapante para maior estabilidade quando encostado.

BASE

- O seu desenho e a escolha de materiais compósitos proporcionam contacto e aderência máxima com o chão mesmo em plano inclinado, evitando escorregamentos;
- O desenho e materiais usados proporcionam um efeito de absorção de choque;
- Equipadas com um dispositivo anti perfuração;
- Substituível: fácil de substituir quando gasta.

[Ver onde Comprar](#)