

Finalidade: Calcanheira Saniluxe Termoregulador, anti escara e anti alérgico e suave especialmente indicado para pessoas com mobilidade reduzida. Permite mover os pés na cama sem que saltem do pé.

Características:

Suapel (60% poliéster / 40% acrílico. Com tira em velcro para ajuste.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 104111

Marca: UBIO

Dimensões: 9 x 27 x 28 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Escovar ou agitar periodicamente a face da fibra para a manter em ótimas condições. Para manter a face da fibra em ótimas condições e abrandar a deterioração. Lavagem manual com água fria e produtos não abrasivos. Em caso de lavagem à máquina, utilizar um delicado para peças de vestuário delicadas e não centrifugar. Secar em posição horizontal.

Instruções de Utilização:

Oferece conforto e proteção na zona do calcanhar. Permite a transpiração da pele e libertação da humidade.

Imagens do Artigo:

