

TRANSP. (PAR)

Finalidade:

Luvras/Manapolas anti escara que previnem a automutilação e a manipulação de sondas ou algalias. É respirável e impede a transpiração excessiva das mãos.

Características:

Materiais anti escaras, laváveis e transpiráveis. Tem tiras com velcro e fecho plástico para limitação de movimentos.

Saniluxe: 60% e 40% poliuretano.

Dimensões:

S – 15 x 26 cm

M – 17,5 x 27,5 cm

L – 20 x 29,5 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: S – 110400

M – 110402

L – 110404

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão ou à máquina com detergente neutro a 30°C sem centrifugação. Não passar a ferro. Não usar lixívia.

Instruções de utilização:

Previne a automutilação ou manipulação de sondas, tubos de drenagem, etc.
Anti escara, almofadado e hipoalergénico.

Imagens do Artigo: