

Finalidade: Andarilho infantil dobrável em alumínio anodizado. Este dispositivo proporciona maior estabilidade, suporte e segurança durante a deslocação. Deve ser utilizado por pessoas com mobilidade reduzida.

Características:

Tubo: Alumínio.

Pegas: Polipropileno.

Ponteiras: Borracha antiderrapante.

Ajustável em altura 41 a 60 cm

Peso máximo do utilizador: 60 kg

Cor: Vermelho e metalizado

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Marca: Alpak (Moretti)

Modelo: RP736

Dimensões: 50 x 44 x 55 cm

Declaração de conformidade: Diretiva 2007/47

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Utilize apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover sujidade mais difícil. Seque bem antes de utilizar. Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca utilize água a jato ou máquina de lavar a vapor. Se for necessário desinfetar o aparelho, utilize um limpador de desinfetante comum. Nota: Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes, como acetona.

Instruções de Utilização:

Antes de transferir o paciente para o andarilho, verifique que as rodas se encontram bloqueadas. O andarilho deve ser agarrado nas pegas.

Imagens do Artigo:

