

**Finalidade:** Almofada para posicionamento e prevenção de plagiocefalia em bebês

**Características:**

100% poliéster tridimensional anti fogo e transpirável

**Medida:** S - 0 a 3 meses  
M - 3 a 10 meses  
L - 10 a 20 meses

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Branco

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 650100 – 0 a 3 meses  
650102 – 3 a 10 meses  
650104 – 10 a 20 meses

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar à mão ou na máquina regularmente com produtos não abrasivos a uma temperatura máxima de 30º e programa para roupa delicada. Não centrifugar. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia. Recomenda-se virar a almofada diariamente.

**Instruções de Utilização:**

Previne e corrige deformidades cranianas. Contribui para uma postura correcta e confortável para o bebé. Permite a lateralização do bebé devido à altura de um dos lados da almofada.

**Imagens do Artigo:**

