

# 815085 DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE FOLHAS DESLIZANTES



## Descrição

Os tecidos de transferência ultra-deslizantes permitem mover-se ou endireitar facilmente um paciente acamado sem ter de os levantar. Em forma cilíndrica, a deslocação é feita deslizando da parte superior para a parte inferior: é o próprio tecido que se move e não o paciente, que elimina qualquer risco de dor causado pelo atrito do têxtil.

## As folhas ultra-deslizantes permitem três tarefas diferentes:

- Rode o paciente (para raios-X, intervenções cirúrgicas, cuidados de pressão de recuperação, mudança de penso ou para a sanita).
- Sentado um paciente na cama (para alimentar, alívio da dor no peito...)
- Mova o paciente para dentro ou para fora da cama, cadeira ou cama de exame sem causar dor nas ancas, ombros, etc.

## Características técnicas

- Nylon autoclavável
- 5 tamanhos diferentes
- Sem limite de peso
- 1 ano de garantia

## Dimensões:

60 x 41 cm

*Para deslizar muito mais facilmente numa placa de transferência.*

Cor vermelha.