

Finalidade:

Cadeira de banho em forma de poltrona gira 360º para facilitar o acesso à banheira para pessoas com mobilidade reduzida. Permite lhe sentar se fora da banheira e rodar suavemente 90º para entrar. Basta levantar a alavanca lateral para rodá-la. Em seguida, pode tomar o seu duche com segurança e confortavelmente instalado.

Características

Termo lacado e plástico
Altura do encosto 356 mm
Assento 432 x 432 mm
Distância entre apoios de braços 508 mm
Peso máximo suportado 113 kg
Largura entre braços 49 cm
Altura do braço 31 cm
Estrutura: Aço
CERTIFICADA CE
1 ano de garantia

Dimensões:

Dimensões totais -Largura 54 cm x comprimento 73 cm x Altura 51 cm

Atenção: Para ser usado em qualquer banheira com uma largura externa máxima de 71 cm, uma largura interna máxima de 58 cm.

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 812174

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir CE 93 42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Plástico resistente fácil de limpar. Para garantir a sua durabilidade, é necessário assegurar que a cadeira se mantém limpa e seca após cada utilização.

Instruções de utilização:

Sem a ajuda de quaisquer ferramentas, o assento simplesmente pousa nas bordas da banheira e fixa-se com dois estabilizadores laterais antiderrapantes. O seu assento abrangente está equipado com furos que facilitam o fluxo de água.

Imagens do Artigo:

