

CADEIRA

Finalidade: Colete pélvico acolchoado para cadeira. Evita que o paciente se magoe, devido a más posturas ou movimentos bruscos com o tronco.

Características:

Tecido acolchoado: 20% camurça (100% poliéster), 20% aveludado (100% poliamida) e 60% aveludado (100% poliamida) e 60% de espuma.

Medida: 305011 – S
305013 - M
305015 - L

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 305011
305013
305015

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou na máquina com sabão neutro a temperatura máxima de 40º. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Evita que o paciente se magoe, devido a más posturas ou movimentos bruscos com o tronco.

Imagens do Artigo:

