

## C/ CUNHA INVERTIDA

**Finalidade:** Sapato concebido para proporcionar uma proteção sólida para o pé após a cirurgia. É um modelo ambidextro, ou seja, que servem ambos os pés. Alívio da pressão nos dedos dos pés, uma vez que tem o dedo do pé ao ar livre. Especialmente adequado para Fascite plantar, úlceras, infeções, tratamentos traumatológicos e processos pós-cirúrgicos do calcanhar. Reduz a pressão e distribui o peso no ante pé.

**Características:** Composição do tecido maia: 50% Poliéster; Composição Velcro: 10% Nylon  
Composição única: 10% Material EVA.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** Cunha Invertida

802350 – 34-37

802352 – 37,5-39,5

802354 – 40-42

802356 – 42,5-44,5

802358 – 45-47

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** Tamanhos - 34-37; 37,5-39,5; 40-42; 42,5-44,5; 45-47

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

### Manutenção e armazenamento:

O sapato deve ser limpo com uma escova ou com um pano ligeiramente humedecido. Não expor a calor direto. Armazenar numa superfície plana, protegendo de exposição a luz natural e humidade.

**Instruções de Utilização:** Verifique se o sapato encaixa corretamente, dimensioná-lo à patologia sofrida. Alívio da pressão nos dedos dos pés, uma vez que tem o dedo do pé ao ar livre. Especialmente adequado para Fascite plantar, úlceras, infeções, tratamentos traumatológicos e processos pós-cirúrgicos do calcanhar.

### Imagens do Artigo:

