

Finalidade:

Calcanheira de Silicone para esporão com dupla densidade, com ponto azul, com abas laterais e em formato anatómico, que alivia imediatamente a dor. Em silicone viscoelástico, amortece os pontos de carga tanto na situação de marcha ou parado. Tem uma zona mais macia (azul).

Características:

100% Silicone médico

Com rebordos.

Dimensões: 805015 - S ; 805025 - M ; 805025 – L

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 805015 ; 805020 ; 805025

Marca: UBIO

Diretiva: CE 93/42/EEC

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água fria e um detergente neutro e deixar secar ao ar. Evitar o uso de produtos e materiais abrasivos, cortante e pontiagudos. Deixe secar completamente antes de voltar a utilizá-lo. Polvilhe talco se o gel começar a ficar pegajoso. Não expor a fontes diretas de calor.

Instruções de Utilização:

Desenho anatómico para descanso e amortecimento. Indicado para Esporão do calcâneo. Coloque as calcanheira no interior do sapato na área do calcanhar. A área circular macia abaixo do centro do calcanhar maximiza a absorção de choque e o conforto no ponto de impacto. A cunha também evita a fricção dos sapatos no pé.

Usar sempre em ambos os pés.

Imagens do Artigo: