

Finalidade: As palmilhas Compete Aetrex são projetadas para estilos de vida ativos, prevenção de lesões e ajudam a manter a boa forma e a saúde geral diariamente. Esta órtese apresenta nosso exclusivo suporte de arco Aetrex para ajudar a alinhar biomecanicamente seu corpo e prevenir dores comuns nos pés. Para quem tem arco plano / baixo sem dor no ante pé, com calcanhar afundado para controlar a pronação excessiva e fornecer equilíbrio.

Características: Cobertura CopperGuard® (antibacteriana, anti-fungos, anti-odores), Núcleo em Pro-Shox® para absorver choques e reduzir o impacto, Base moldada em Poliuretano AeroCell™ (grande resistência e durabilidade). Apoio do Arco Plantar Aetrex (maximiza o equilíbrio e a estabilidade). Arco plano /baixo – sem suporte metatarsal e calcanhar afundado. Espessura da palmilha: 0,2165'

Dimensões: L420 tamanhos diversos

L420M: 40,5 ; 42 ; 43; 44,5 ; 46 ; 47

L420W : 35 ; 35,5 ; 36,5 ; 37,5 ; 38,5 ; 39,5

Lote: Ver embalagem

Cor: Única

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 93/42/EEC

Classificação: Classe 1

Modelo: L420

Marca: Aetrex

Declaração de conformidade: 93/42/EEC

Fabricante: Aetrex Worldwide, Inc

Morada do fabricante: 414 Alfred Avenue, Teaneck, New Jersey 07666 USA

Representante: Emergo Europe

Morada do Representante: Molenstraat 15, The Netherlands

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: : Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Manter limpo, seco e longe da luz solar direta.

Instruções de Utilização:

Recomendado para: caminhantes, caminhantes e atividades diária.

Ideal para: botas de caminhada, sapatos de caminhada, sapatos de uso diário, tênis e botas.

Imagens do Artigo:

