

Finalidade:

Tábua de banheira Fresh estabeleceu o padrão para tábuas de banho. Sua borda frontal, colocada na parte externa da banheira, é larga para oferecer o máximo suporte para transferências. A seção intermediária é estreitada para facilitar o acesso para higiene íntima.

Os batentes de borda são fáceis de montar e protegidos usando a moeda de plástico incluída. Quatro revestimentos de fricção fazem com que a tábua de banho fique segura na banheira. Fresh está disponível em dois comprimentos para garantir um ajuste perfeito a várias banheiras.

Características:

Polipropileno. Batentes de borda: Polipropileno com superfície TPE.

Peso máximo do utilizador: 150kg;

Espessura: 40mm;

Largura: 360 -270-300

Marca: Ayudas Dinámicas

Modelo: AD559

Caixa: 1 Unidade;

Cor: Branco

N.º de Série e Lote: Descritos na Etiqueta existente no artigo;

Declaração de Conformidade: Eu Regulation 2017/745

Classificação: Classe 1;

Fabricante: Ayudas Dinámicas c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA 08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPANHA. Tel. 935 74 74 74. fax. 935 74 74 75.

info@ayudasdinamicas.com

www.ayudasdinamicas.com

Distribuidor: Gerimais;

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção:

Limpe o produto com um agente de limpeza sem solvente com um nível de pH entre 5 e 9 ou com uma solução desinfetante a 70%. O produto pode ser limpo em uma lavadora-desinfetadora de gabinete com no máx. 85°C/185°F por 3 minutos.

Instruções de Utilização:

Leia atentamente as instruções de montagem no manual de instruções.

Armazenamento: Manter limpo e seco, longe de fontes diretas de calor.

Imagens do Artigo e Embalagem:

