

Finalidade: Facilita a ingestão de líquidos sem necessidade de inclinar a cabeça, proporcionando maior conforto e segurança a utilizadores com mobilidade cervical reduzida.

Características: Copo com formato anatómico e estriado para uma melhor aderência. Polipropileno de qualidade alimentar. Adequado para máquina de lavar louça e micro-ondas.
Capacidade: 27 cl.

Lote: Ver embalagem

Cor: Verde

Data de produção:

Modelo: 813152

Marca: Identites

Dimensões: Altura: 12,5 cm. Diâmetro: 5,5 a 8,5 cm.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)

Fabricante: Identites

Morada do fabricante: ZA Pôle 49

Boulevard de la Chanterie

49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior

2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com

Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lavar antes da primeira utilização. Lavar com água morna e detergente neutro após cada utilização. Pode ser lavado na máquina de lavar loiça. Não utilizar produtos abrasivos, esfregões metálicos ou solventes. Guardar limpo e completamente seco. Conservar em local fresco, seco e protegido da luz solar direta. Evitar impactos ou quedas que possam danificar o copo.

Instruções de Utilização: Encher com a bebida pretendida, respeitando a capacidade máxima. Posicionar o recorte nasal voltado para o nariz, permitindo beber sem necessidade de inclinar a cabeça para trás. Segurar o copo de forma firme e beber lentamente. Lavar após cada utilização.

Imagens do Artigo:

