

Finalidade:

Martelo neurológico é dispositivo criado para verificar reflexos neurológicos. Só devem ser utilizados por pessoal profissional ou treinado para a sua utilização.

Características:

Martelo Babinsky - Para uso médico, cabo em liga de zinco cromado, cabeça em PVC.

Largura da cabeça: 44 mm

Peso: 92 g

Dimensões: 230 x 44 mm

Lote: Ver embalagem

Cor: Metalizado

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: DMV124

Marca: Moretti

Declaração de Conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpe regularmente com água morna e sabão neutro para limpar o produto.

Instruções de Utilização:

Estes dispositivos podem ser utilizados apenas por pessoal profissional e treinado. Preste atenção na presença de crianças.

Imagens do Artigo: