

Finalidade:

Colchão com placa espuma de poliuretano sem CFC's e espuma visco-elástica. Antifogo. Forra bielástica, antifogo, respirável, impermeável, anti-ácidos com fecho.

Características: Cobertura: Em malha de poliéster revestida a PVC. Fecho éclair em poliéster com cursor e terminal em alumínio. Impermeável e fabricada sob as normas de qualidade NP EN ISO 9002, certificado nº 94/CEP.165.Bloco: Espuma flexível de poliuretano. Densidade 23kg/m³ com um limite de +- 2kg/m³. Dureza de 4,6kpa. Este tipo de colchão também pode ser bipartido ou tripartido. No fabrico da espuma não foram utilizados componentes à base de CFC's. Todas as formulações usadas na produção de espuma éter e éster, vão ao encontro das normativas mais exigentes no que diz respeito aos VOC's (Volatile Organic Compounds). Este tipo de espuma foi testado a substâncias nocivas, de acordo com Öko-Tex Standard 100, nº 1645CIT – CITEVE.

Composição: 80% PVC e 20% poliéster

Dimensões: 190 x 90 x 10 cm

Cor: Azul

Classificação: Classe I

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Manter objetos cortantes longe do colchão.

- Lavagem a 40º
- Não usar lixívia
- Não passar a ferro
- Não usar máquina de secar

Instruções de utilização:

Proporciona uma boa repartição das pressões cutâneas nas áreas de risco, facilitando a circulação sanguínea, maior conforto e maior eficácia na posição do paciente.

Imagens do Artigo: