

Finalidade:

Suporte térmico que contém um cilindro de material visco-elástico que exerce pressão sobre o tendão patelar, minimizando os seus riscos físicos.

O calor terapêutico previne lesões, actua como analgésico e relaxante muscular, reduz o tempo de pré-aquecimento, promove processos metabólicos, aumentando a circulação sanguínea e a troca de oxigénio do sangue para os tecidos lesionados, acelerando o processo de recuperação.

Características:

Feito de tecido térmico, elástico e extremamente respirável.

Elasticidade uniforme em todas as direcções: melhor ajuste, ajuste e posicionamento. Não restringe a mobilidade.

Compressão tridimensional: a sua viscosidade aumenta a protecção sobre a área afectada, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação proprioceptiva.

Certificado Oeko-Tex Standard 100: um rótulo ecológico têxtil que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Tratamento antibacteriano Thermo-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor. Forma anatómica: protege a fáscia muscular, prevenindo e limitando a progressão da lesão.

Incorpora uma almofada cilíndrica de material visco-elástico que exerce pressão sobre o tendão patelar.

Ajustável: por faixa para controlar a monitorização da pressão exercida. Com almofada removível feita de material viscoelástico.

Dimensões:

Tamanho único e bilateral.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: SP515

Marca: Ottec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Indicado para: Tendinite patelar (joelho do saltador e joelho do corredor) e Síndrome de Osgood-Schlatter

Imagens do Artigo: