

Finalidade:

Estabilização e apoio para a articulação do pulso.

Melhora a propriocepção.

Calor terapêutico

Características:

Incorpora um cinta inelástico facilmente ajustável por velcro.

Feito de tecido térmico, elástico e extremamente respirável.

Cobre o trapézio-metacarpal, metacarpofalangeal e as articulações do pulso.

Fixação por velcro.

Bilateral.

Dimensões:

Tamanho único e bilateral.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ530

Marca: Ottec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Indicado para Traumatismo articular

- Traumatismo articular ligeiro.
- Entorse
- Tendinite.
- Dores reumáticos.
- Inflamação aguda e crónica das articulações metacarpofalângicas. Articulações metacarpofalângicas.
- Bursitis.

Imagens do Artigo: